

serwis urządzenia **BASIC**

| model Basic | prefiltr 5µm | moduł A2 | filtr osadowo-węglowy 5µm / GAC10" | moduł H6 | (dm ³) złoża jonowymienne | Pojemność robocza [g/l CaCO ₃] |
|----------------|-----------------|-------------|--|-------------|--|--|
| Basic 5 | + | + | - | + | - | |
| Basic 10 | - | - | + | - | 10 | 300** |
| Basic 15 | - | - | + | - | 15 | 450** |
| Basic 25 | - | - | + | - | 25 | 750** |
| czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 6 m-cy* | _** | _** | |
| nr kat | EO-005-10 | EO-MA-12 | EOW-011-10 | EJ-5000-0 | EJ-001-0 | |

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej.

** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l