

serwis urządzenia **TECHNICAL**

Modele produkowane od kwietnia 2013 r.

model TECHNICAL	prefiltr 5µm	filtr węglowy GAC 10"	moduł A2	promiennik UV 254 nm
TECHNICAL 5	+	-	+	opcja
TECHNICAL 5/C	+	-	+	opcja
TECHNICAL 10	+	-	+	opcja
TECHNICAL 10/C	+	-	+	opcja
TECHNICAL 20	+	-	+	opcja
TECHNICAL 20/C	+	-	+	opcja
TECHNICAL 30	+	-	+	opcja
TECHNICAL 30/C	+	-	+	opcja
TECHNICAL 40	+	+	-	opcja
TECHNICAL 60	+	+	-	opcja
czas pracy	6 m-cy*	6 m-cy*	6 m-cy*	8500 godz.
nr kat	EO-005-10	EW-001-10	EO-MA-12	EUV-254-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej.

serwis urządzenia
TECHNICAL

Modele produkowane do kwietnia 2013 r.

model	prefiltr 5µm	moduł H1	moduł H2	promiennik UV 254 nm
TECHNICAL 5	+	+	+	opcja
TECHNICAL 5/C	+	+	+	opcja
TECHNICAL 10	+	+	+	opcja
TECHNICAL 10/C	+	+	+	opcja
TECHNICAL 20	+	+	+	opcja
TECHNICAL 20/C	+	+	+	opcja
TECHNICAL 30	+	+	+	opcja
TECHNICAL 30/C	+	+	+	opcja
TECHNICAL 40	+	+	+	opcja
TECHNICAL 60	+	+	+	opcja
czas pracy	6 m-cy*	6 m-cy*	6 m-cy*	8500 godz.
nr kat	EO-005-10	EO-001-L	EW-001-L	EUV-254-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej.