

## serwis urządzenia TECHNICAL PLUS

---

model TECHNICAL PLUS	prefiltr 5µm	moduł A2	filtr GAC 10"	moduł H6	moduł 2x H7	promiennik UV 254 nm
TECHNICAL PLUS 5	+	+	-	-	+	opcja
TECHNICAL PLUS 5/C	+	+	-	-	+	opcja
TECHNICAL PLUS 10	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 10/C	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 20	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 20/C	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 30	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 30/C	+	+	-	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 40	+	-	+	+	-	opcja
TECHNICAL PLUS 60	+	-	+	+	-	opcja
czas pracy	6 m-cy*	6 m-cy*	6 m-cy*	5000 dm <sup>3**</sup>	2000 dm <sup>3**</sup>	8500 godz.
nr kat	EO-005-10	EO-MA-12	EW-001-10	EJ-5000-0	EJ-2000-0	EUV-254-HLP

\* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej.

\*\* objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l