

## serwis urządzenia

# ULTRA

---

model Ultra	mikrofiltracja MF 0,2µm	moduł H7 TOC	promiennik UV 254 nm	promiennik UV 185/254 nm	moduł ultrafiltracyjny UF
ULTRA	+	+	+	-	-
ULTRA UV	+	+	-	+	-
ULTRA UF	+	+	-	+	+
czas pracy	12 m-cy	2000 dm <sup>3</sup> *	8500 godz.	8500 godz.	12 m-cy
nr kat	EM-SP-20	EJ-2000-1	EUV-254-HLP	EUV-185-254-HLP	EU-HLP-01

\* objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l