

# Zbiornik ciśnieniowy 80l

NR KAT: ZC-0080



## Przeznaczenie:

Metalowy zbiornik ciśnieniowy (malowany proszkowo) wykorzystywany do magazynowania wody zdemineralizowanej.

## Budowa:

Budowa zbiornika gwarantuje brak kontaktu magazynowanej wody ze środowiskiem zewnętrznym (światło, powietrze). Wbudowana poduszka powietrzna zapewnia bezobsługowe opróżnianie zbiornika.

- Wysokość: 78 cm.
- Średnica: 39 cm.
- Objętość całkowita: 88,5 l.
- Poj. całk. przy ciś. 0,28 MPa: 76,2 l.
- Max. ciś. pełnego zb.: 0,35 MPa.
- Temperatura otoczenia: 2 - 40°C.
- Ciśnienie pustego zbiornika: 0.041 MPa.