

# Zbiornik ciśnieniowy 110 l

NR KAT: ZC-0110



## Przeznaczenie:

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystywany do magazynowania wody zdemineralizowanej.

## Budowa:

Zbiornik zbudowany jest z w pełni odpornej na korozję obudowy wykonanej z włókna szklanego. Budowa zbiornika gwarantuje brak kontaktu magazynowanej wody ze środowiskiem zewnętrznym (światło, powietrze). Wbudowana poduszka powietrzna zapewnia bezobsługowe opróżnianie zbiornika.

- Wysokość: 113 cm
- Średnica: 41 cm
- Objętość całkowita: 110 l
- Poj. całk. przy ciś. 2,8 bar: 70-80 l
- Waga: 11,5 kg.
- Max. ciś. pełnego zb.: 3,5 bar
- Temperatura otoczenia: 2 - 40°C.
- Ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar