

Zbiornik ciśnieniowy 230l

NR KAT: ZC-0230



Przeznaczenie:

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystywany do magazynowania wody zdemineralizowanej.

Budowa:

Zbiornik zbudowany jest z w pełni odpornej na korozję obudowy wykonanej z włókna szklanego. Budowa zbiornika gwarantuje brak kontaktu magazynowanej wody ze środowiskiem zewnętrznym (światło, powietrze). Wbudowana poduszka powietrzna zapewnia bezobsługowe opróżnianie zbiornika.

- Wysokość: 105 cm
- Średnica: 61 cm
- Objętość całkowita: 235 l
- Poj. całk. przy ciś. 2,8 bar: 190-200 l.
- Waga: 22,5 kg.
- Max. ciś. pełnego zb.: 3,5 bar.
- Temperatura otoczenia: 2 - 40°C.
- Ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar